



Kopflagerung MKG und Ophthalmologie

Regulärer Preis:

680,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung MKG und Ophthalmologie"

Kopflagerung mit geteilten Polstern für C-200,

**Anwendung in der MKG- Chirurgie, Ophthalmologie und
plastischen Chirurgie**

- Stützarm Kugelgelenk für die Einstellung der Kopflagerung,
- Einstellung von Höhe, Neigung, Abstand zur Tischplatte und Abstand zur Seitenkante
- Besteht aus zwei hufeisenförmigen flachen weichen Polstern mit einstellbarem Abstand zueinander,
- Schnelle Montage an vielen handelsüblichen OP-Tischen mit Universaladapter FAAS-82, nicht im Preis enthalten
- Maße Polster: 60x 190 mm /Stück, Polsterhöhe: 60 mm

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

VG-25110530

Veröffentlicht:

2026-08-24



Kaufen Sie auf Rechnung