



Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.5

Regulärer Preis:

940,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.5"

Kopflagerung Dreigelenksarm für OP-Tische universal

Anwendung in der plastischen Chirurgie, MKG, Ophthalmologie oder bei Haartransplantationen

- Dreigelenksarm mit einer Kopfstütze und einteiligem Polyurethankissen.
- Kopfstütze mit Kopfstabilisierungsgurt. Entwickelt, um den Kopf eines Patienten in Rücken- Seiten- oder Bauchlage zu stützen und zu positionieren.
- Besteht aus einem Polyurethanpolster.
- Schnelle Montage an vielen handelsüblichen OP-Tischen mit Universaladapter FAAS-82, nicht im Preis enthalten
- Maße Polster: 240 x 170 mm /Stück, Polsterhöhe: 50 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-78.5

Veröffentlicht:

2026-08-26

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung