



## Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.6

Regulärer Preis:

940,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung Dreigelenksarm FAAS-78.6"

### Kopflagerung Dreigelenksarm für OP-Tische universal

- Dreigelenksarm mit einer Kopfstütze und einteiligem Polyurethankissen.
- Kopfstütze mit Kopfstabilisierungsgurt. Entwickelt, um den Kopf eines Patienten in Rückenlage zu stützen und zu positionieren.
- Leicht herausnehmbare Polster im Helminneren schützen den Kopf des Patienten.
- Das Design des Helms ermöglicht die Anbringung von Gesichtsstabilisierungsbändern FAAS-77.12, FAAS-77.13, FAAS-77.6 oder einer Spezialmaske mit Löchern für FAAS-77.1-Schläuche.
- Schnelle Montage an vielen handelsüblichen OP-Tischen mit Universaladapter FAAS-82, nicht im Preis enthalten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik |
| <b>Produktnummer:</b>  | FAAS-78.6          |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-08-26         |

**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung