

Kopflagerung FAAS-72

1.950,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung FAAS-72"

Kopflagerung für die Ophthalmologie

- Entwickelt, um den Kopf des Patienten während HNO- und Augenoperationen zu stützen.
- Besteht aus einer geformten Tischplatte, einer speziellen Kopfstütze, Stabilisierungsgurten und einer Stütze für die Hände des Chirurgen.
- Polyurethanschaumpolster mit einer Stärke von 40 oder 80 mm je nach Operationstischmodell.
 Gasfederunterstützte Winkeleinstellung der Kopfstütze von +47° / -23°,
- Kopfstützenverlängerung 70 mm.
- Stütze für die Hände des Chirurgen mit einstellbarer Höhe (40-230 mm) und Abstand zur Kopfstütze (0-150 mm). Die Montage auf Keilen an den Fußstützen ermöglicht die Einstellung des Winkels mithilfe der Fernbedienung*.
- Der Ausschnitt in der Haupttischplatte ermöglicht einen einfachen Zugang zum Patienten, sowohl von der Kopf- als auch von
- Einstellbarer Abstand ermöglicht die Montage auf den FASU- OP-Tischen.
- Kann mit alternativen Kopfstützen ausgestattet werden, die Möglichkeit bieten, den Patienten in die Bauchlage zu
- Maximale Arbeitslast 40 kg Maße der Hauptliegefläche 494 x 300 mm Maße der Kopfstütze 200 x 255 mm Gesamtlänge 700 mm

- Verstellung Verlängerung, Winkel,
- Höhe Polster 40 mm / 80 mm Polyurethanschaum Montagekeile,
- integrierter Montageadapter

Example Company

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer: FAAS-72

Veröffentlicht: 2025-10-30

Zahlung: Kaufen Sie auf Rechnung



