



Kopflagerung FAAS-72

Regulärer Preis:

1.950,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung FAAS-72"

Kopflagerung für die Ophthalmologie

- Entwickelt, um den Kopf des Patienten während HNO- und Augenoperationen zu stützen.
- Besteht aus einer geformten Tischplatte, einer speziellen Kopfstütze, Stabilisierungsgurten und einer Stütze für die Hände des Chirurgen.
- Polyurethanschäumpolster mit einer Stärke von 40 oder 80 mm – je nach Operationstischmodell.
- Gasfederunterstützte Winkeleinstellung der Kopfstütze von $+47^\circ / -23^\circ$,
- Kopfstützenverlängerung 70 mm.
- Stütze für die Hände des Chirurgen mit einstellbarer Höhe (40-230 mm) und Abstand zur Kopfstütze (0-150 mm).
- Die Montage auf Keilen an den Fußstützen ermöglicht die Einstellung des Winkels mithilfe der Fernbedienung*.
- Der Ausschnitt in der Haupttischplatte ermöglicht einen einfachen Zugang zum Patienten, sowohl von der Kopf- als auch von der Beinseite.
- Einstellbarer Abstand ermöglicht die Montage auf den FASU- OP-Tischen.
- Kann mit alternativen Kopfstützen ausgestattet werden, die die Möglichkeit bieten, den Patienten in die Bauchlage zu bringen.
- Maximale Arbeitslast 40 kg Maße der Hauptliegefläche 494 x 300 mm
- Maße der Kopfstütze 200 x 255 mm
- Gesamtlänge 700 mm
- Verstellung Verlängerung, Winkel,
- Höhe Polster 40 mm / 80 mm
- Polyurethanschäum Montagekeile,
- integrierter Montageadapter

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-72
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

