

Ellenbogenhalter Arthroskopie

720,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Ellenbogenhalter Arthroskopie"

FAAS-87 Arthroskopie Stütze für Ellenbogen

- Diese Ellenbogenstütze dient der Unterstützung des Arms eines Patienten, der während einer Ellenbogenarthroskopie in Bauchlage liegt.
- Ermöglicht dem Ellenbogengelenk eine 90°-Beugung, wenn der Unterarm herabhängt.
 Besteht aus einer Stützstruktur, die in einer hufeisenförmigen Stütze aus elektropoliertem Edelstahl endet.
 Polster aus Polyurethanschaum.
 Einstellbare Höhe, Neigungswinkel der Stützstruktur und Drehung der Stütze um die eigene Achse.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-87
Veröffentlicht:	2025-10-30

Example Company