



Ellenbogenhalter Arthroskopie

Regulärer Preis:

720,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Ellenbogenhalter Arthroskopie"

FAAS-87 Arthroskopie Stütze für Ellenbogen

- Diese Ellenbogenstütze dient der Unterstützung des Arms eines Patienten, der während einer Ellenbogenarthroskopie in Bauchlage liegt.
- Ermöglicht dem Ellenbogengelenk eine 90°-Beugung, wenn der Unterarm herabhängt.
- Besteht aus einer Stützstruktur, die in einer hufeisenförmigen Stütze aus elektropoliertem Edelstahl endet.
- Polster aus Polyurethanschaum.
- Einstellbare Höhe, Neigungswinkel der Stützstruktur und Drehung der Stütze um die eigene Achse.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-87
Veröffentlicht:	2026-06-18
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung