



## 5501 MRT Antimagnetische Liege höhenverstellbar

8.250,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "5501 MRT Antimagnetische Liege höhenverstellbar"

### MRT Liege mit Höhenverstellung und Trendelenburg (Schocklage).

- Bis 300 Kg. Belastung
- bis 7 Tesla getestet und zertifiziert durch namenhafte Scanner Hersteller
- **Produkteigenschaften Ausstattung:**
- Patiententransporter für den innerklinischen Einsatz
- Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt mittels eines Fußpedals auf jeder Seite, wodurch der Blickkontakt zum Patienten durchgehend vorhanden ist.
- Trendelenburgverstellung (Schocklage) mit pneumatischer Unterstützung & spontan verstellbar.
- Die Rückenlehne ist leicht verstellbar, gasdruckfederunterstützt & regulierbar (aufwärts bis 85°).
- Antimagnetische, nicht radierende Laufrollen ermöglichen ein leichtes Verfahren, sie sind mit Feststellbremsen ausgestattet.
- Eine antistatische, schwerentflammbare Auflage (Stärke 50mm) mit hoher Speicherdichte, ermöglicht eine komfortable Patientenlagerung.
- Sie ist flüssigkeitsdicht, atmungsaktiv und sehr gut für die Wischdesinfektion geeignet.
- Nach unten versenkbare Seitengitter ermöglichen einen sicheren Patiententransport.
- 4 Wandabweiser mit Stoßschutz sind an allen 4 Ecken montiert und leicht auszutauschen.
- Der im Lieferumfang enthaltene antimagnetische Infusionshalter ist an allen vier Ecken einsteckbar.
- Standardfarbe des Fahrgestells: RAL 7040
- Standardfarbe des Aufbaus: RAL 5015
- Optional erhältlich
- Halterung für Sauerstoffflasche
- 73 weitere RAL- Farben für Aufbau und Seitengitter Abmessungen:
- Liegefläche: 550 X 2000mm
- Gesamtlänge: 2150mm
- Gesamtbreite: 680mm
- Fahrgestelllänge: 1475mm
- Fahrgestellbreite: 610mm

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

- Matratzenstärke: 50 mm
- Maximum höhe: 940mm (Unterkante Auflage)
- Minimumhöhe:495mm (Unterkante Auflage)
- Flächige Belastung: 300 Kg
- Patiententransport: 220 Kg
- Eigengewicht: 92,3 Kg.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	5501-MR
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-01

**Zahlung :** Kaufen Sie auf Rechnung

