



## Armausleger lateral mit zentraler Fixierung für OP-Tische

1.585,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Armausleger lateral mit zentraler Fixierung für OP-Tische"

**GN-MT-10 Armauflage, Armausleger für sehr viele OP-Tische.**

**Mit viskoelastischen Muldenpolster.**

Mit einer Stellschraube werden 3 Gelenke gleichzeitig gelöst oder festgestellt. Durch diese Spezialmechanik wird der Arm des Patienten sehr schnell in die gewünschte Position gebracht. Die Montage erfolgt auf einer Standard- Zubehörschiene mit dem dazugehörigen Befestigungskloben welcher auf die Schiene eingehangen wird. An der Grundplatte unter dem Polster befinden sich vier Aufnahmen an denen Riemen angebracht werden. Die Armlagerung besteht aus einem unterem Gelenkarm mit zentraler Fixierung, einem Befestigungskloben mit Pendelfallknebel zur Anbringung an allen OP-Tischen mit Normschiene 25x10mm, einem visko-elastischem Muldenpolster mit einer Länge von 450mm und einer Breite von 120mm, einer Polstergrundplatte mit vier Schlitten zur Befestigung von zwei Befestigungsgurten aus Baumwolle mit Klettverschluss. Der Aktionsradius der Armlagerung beträgt circa 560mm und ist stufenlos verstellbar. Die Armlagerung ist aus Edelstahl gefertigt und durch ihre Bauweise und Materialwahl langlebig und stabil.

- Polster 450 mm x 120 mm.
- Aktionsradius: 560 mm
- Polster: Viskoelastisch
- Fixiergurte: 2
- Belastung: 12 Kg
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Made in Germany

Seite 1

**Hersteller :**

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)

Telefon: +49 451 4994256

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

GN-MT-10

**Veröffentlicht:**

2023-03-17

