

Armausleger lateral mit zentraler Fixierung für OP-Tische

1.585,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

Produktinformationen "Armausleger lateral mit zentraler Fixierung für OP-Tische"

GN-MT-10 Armauflage, Armausleger lateral mit zentraler Fixierung und viskoelastischem Polster.

Mit viskoelastischen Muldenpolster.

Mit einer Stellschraube werden 3 Gelenke gleichzeitig gelöst oder festgestellt. Durch diese Spezialmechanik wird der Arm des Patienten sehr schnell in die gewünschte Position gebracht. Die Montage erfolgt auf einer Standard- Zubehörschiene mit dem dazugehörigen Befestigungskloben welcher auf die Schiene eingehangen wird. An der Grundplatte unter dem Polster befinden sich vier Aufnahmen an denen Riemen angebracht werden.

- Polster 450 mm x 120 mm.
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Made in Germany.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	GN-MT-10
Veröffentlicht:	2023-03-17

Seite 1

Example Company

