



MRT Auftritt mit Geländer

1.349,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Auftritt mit Geländer"

Antimagnetische Trittstufe mit zwei Stufen und einem Handlauf

- bis 7 Tesla getestet
- Bis zu 203 kg belastbar
- Rutschhemmend
- Leicht zu säubern
- Handlauf/ Geländer rechts oder links (bei Bestellung bitte angeben)
- 100% MR-kompatibel

Abmessungen:

- Höhe: 35,2cm
- Breite: 60,0cm
- Tiefe: 55,0cm
- Höhe mit Handlauf: 120,5cm
- Gewicht 11,8 Kg.
- Standardfarbe: Blau RAL 5015

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

2505-MR

Seite 1

Veröffentlicht:

2026-02-01