



## MRT Auftritt mit Geländer

Regulärer Preis:

1.349,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Auftritt mit Geländer"

### Antimagnetische Trittstufe mit zwei Stufen und einem Handlauf

- bis 7 Tesla getestet
- Bis zu 203 kg belastbar
- Rutschhemmend
- Leicht zu säubern
- Handlauf/ Geländer rechts oder links ( bei Bestellung bitte angeben )
- 100% MR-kompatibel

#### Abmessungen:

- Höhe: 35,2cm
- Breite: 60,0cm
- Tiefe: 55,0cm
- Höhe mit Handlauf: 120,5cm
- Gewicht 11,8 Kg.
- Standardfarbe: Blau RAL 5015

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

2505-MR

**Veröffentlicht:**

2026-06-21

**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung