



C-Bogen OEC-ONE-ASD

0,00 €*
Netto

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "C-Bogen OEC-ONE-ASD"

Mobile C- Bogen OEC One ASD

Die Bildqualität ist bei chirurgischen Eingriffen entscheidend. Mit dem OEC One ASD erleben Sie die von der OEC-Bildverarbeitung erwartete Bildqualität und den Komfort eines kompakten, mobilen All-in-One-C-Bogens für Bilder in Reichweite.

Zuverlässige Bilder

Sehen Sie klare Patientenbilder, aufgenommen von einem aSi-Flachbilddetektor und einem 4K-UHD-Display.

Bequemer Zugriff

Erzielen Sie die Bildgebung, die Sie benötigen, mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und modernen Bildgebungsfunktionen.

All-in-One-Workflow

Optimieren Sie den Platz im Behandlungsraum mit dem kompakten All-in-One-C-Bogen Design.

Geringe Stellfläche

Passt in enge Räume

Bildpräzision

1:1-Bilddetails vom aSi-Flachdetektor (ASD) zum 4K 27" UHD-Display

Sichtfeld

21 cm aSi-Flachdetektor

Komfortables Betrachten

Display mit Gelenkarm an die Sichtlinie anpassen Flexibilität mit OEC Displaywagen*

Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

Effiziente Positionierung

Farbcodierte Radialbremsen Lange C-Bogen-Griffe Grüne Laser-Zielvorrichtungen*

Zielgenau planen

Mit digitalem Stift, Anmerkungen und Messungen

Standby-Stromversorgung

5 Minuten Standby-Datenschutz und Transportstromversorgung Sicher speichern 150.000 Bilder speichern Effiziente Leistung 2,5 kW 40 kHz Frequenz Smart Technik, Wärmemanagement

Sicher

Linux-basiertes Betriebssystem Drahtlosoptionen*

Fußschalter

DICOM

Drucken

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	OEC-ONE-ASC
Veröffentlicht:	2026-05-23

