



## C-Bogen OEC-ONE-ASD

0,00 €\*  
Netto

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "C-Bogen OEC-ONE-ASD"

### Mobile C- Bogen OEC One ASD

Die Bildqualität ist bei chirurgischen Eingriffen entscheidend. Mit dem OEC One ASD erleben Sie die von der OEC-Bildverarbeitung erwartete Bildqualität und den Komfort eines kompakten, mobilen All-in-One-C-Bogens für Bilder in Reichweite.

#### Zuverlässige Bilder

Sehen Sie klare Patientenbilder, aufgenommen von einem aSi-Flachbilddetektor und einem 4K-UHD-Display.

#### Bequemer Zugriff

Erzielen Sie die Bildgebung, die Sie benötigen, mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und modernen Bildgebungsfunktionen.

#### All-in-One-Workflow

Optimieren Sie den Platz im Behandlungsraum mit dem kompakten All-in-One-C-Bogen Design.

#### Geringe Stellfläche

Passt in enge Räume

#### Bildpräzision

1:1-Bilddetails vom aSi-Flachdetektor (ASD) zum 4K 27" UHD-Display

#### Sichtfeld

21 cm aSi-Flachdetektor

#### Komfortables Betrachten

Display mit Gelenkarm an die Sichtlinie anpassen Flexibilität mit OEC Displaywagen\*

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

**Effiziente Positionierung**

Farbcodierte Radialbremsen Lange C-Bogen-Griffe Grüne Laser-Zielvorrichtungen\*

**Zielgenau planen**

Mit digitalem Stift, Anmerkungen und Messungen

**Standby-Stromversorgung**

5 Minuten Standby-Datenschutz und Transportstromversorgung Sicher speichern 150.000 Bilder speichern Effiziente Leistung 2,5 kW 40 kHz Frequenz Smart Technik, Wärmemanagement

**Sicher**

Linux-basiertes Betriebssystem Drahtlosoptionen\*

Fußschalter

DICOM

Drucken

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	OEC-ONE-ASC
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-04-08

