



## Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

550,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage"

### **FAKTEK-4200 Klingenkloben mit Sicherung für Beinhalter mit Stiefel für Steinschnittlage an OP Tischen und Behandlungsliegen.**

Release- Klingenkloben für Beinhalter mit Stiefel für die Steinschnittlage. Wird aufgeschoben auf die Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm). Zur Aufnahme von Beinhalter mit Stiefeln.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAKTEK-4200
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-02-01