



## Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

290,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage"

## FAKTEK-4710 Klingenkloben ohne Sicherung für Beinhalter mit Stiefel in Steinschnittlage an OP Tischen und Behandlungsliegen.

Klingenkloben für Beinhalter mit Stiefel für die Steinschnittlage. Wird aufgeschoben auf die Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm). Zur Aufnahme von Beinhalter mit Stiefeln.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAKTEK-4710
Veröffentlicht:	2025-12-17

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de