



## Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

290,00 €\*  
\* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage"

### **FAKTEK-4710 Klingenkloben ohne Sicherung für Beinhalter mit Stiefel in Steinschnittlage an OP Tischen und Behandlungsliegen.**

Klingenkloben für Beinhalter mit Stiefel für die Steinschnittlage. Wird aufgeschoben auf die Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm). Zur Aufnahme von Beinhalter mit Stiefeln.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAKTEK-4710
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-03
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung