



Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

Regulärer Preis:

290,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 25 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Klingenkloben für Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage"

FAKTEK-4710 Klingenkloben ohne Sicherung für Beinhalter mit Stiefel in Steinschnittlage an OP Tischen und Behandlungsliegen.

Klingenkloben für Beinhalter mit Stiefel für die Steinschnittlage. Wird aufgeschoben auf die Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm). Zur Aufnahme von Beinhalter mit Stiefeln.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAKTEK-4710
Veröffentlicht:	2026-06-18
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung