



Beinstützen, Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

7.450,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Beinstützen, Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage"

Beinhalter und Beinschalen für Steinschnittlage

Beinhalter, Stiefelform, Paar

KTEK Comfort 3000 Beinhalter mit Stiefel mit Klettverschlüssen (ohne Klemmen)

- Ergonomisch geformter Schuh für Druckentlastung und Unterstützung bei unterschiedlichsten Bein- und Wadengrößen. Steinschnittbeweglichkeit von -55 bis +85 Grad 140 Grad Steinschnittbeweglichkeit Patientengewicht: 157 kg Ohne Klingenkloben, bitte separat bestellen

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAKTEK-3000
Seite 7 öffentlicht:	2025-12-17

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de





