



## Rollstuhl für MRT und Sicherheitsschleusen bis 7T

Regulärer Preis:

2.590,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Rollstuhl für MRT und Sicherheitsschleusen bis 7T"

**4505-MRS.1 Dieser Transport- Rollstuhl kann in allen MRTs und Sicherheitsschleusen an Flughäfen eingesetzt werden. Belastbar bis 150 Kg.**

Er ist ohne jegliche Metallteile gefertigt und für alle MRT- Scanner und hochempfindliche Sicherheitsschleusen z. B. an Flughäfen geeignet und löst keinen Alarm aus.

### Abmessungen

- Länge: 685 mm
- Breite: 555 mm
- Höhe: 1120 mm
- Sitzhöhe: 565 mm
- Sitzbreite: 440 mm
- Sitztiefe: 450 mm
- Eigengewicht: ca. 30 kg
- komplett aus Spezialkunststoff gefertigt ohne jegliche Metallteile
- geeignet für alle MRTs bis 7 Tesla sowie Sicherheitsschleusen
- (löst keinen Alarm aus)
- Polstersitz aus PUR-Schaum
- Polsterrücken aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kipp sichere Fußstütze
- Schiebegriff
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum

- Sicherheitsbügel
- 4 freidrehende ? 125 mm Vollkunststoff-Rollen, 2 mit Feststeller
- Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- belastbar bis 150 kg
- leicht zu reinigen
- Der metallfreie Transportstuhl 4505-MRS ist ohne Aufpreis in drei Polsterfarben lieferbar: Kobaltblau (wie Abbildung), Graphit (Dunkelgrau) und Dunkelblau.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik      |
| <b>Produktnummer:</b>  | 4505-MRS.3              |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-08-26              |
| <b>Zahlung :</b>       | Kaufen Sie auf Rechnung |



graphit



blau



kobalt