



## MRT Chirurgenstuhl mit Sattelsitz

1.350,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Chirurgenstuhl mit Sattelsitz"

**4504-S-MR Dieser antimagnetische Hocker mit Sattelsitz ist bis 7.0 T getestet und freigegeben.**

- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Höhenverstellbar zwischen 460 bis 600 mm durch drehen der Sitzfläche
- Fünfarmiger Kunststoffsockel mit fünf antimagnetischen Zwillingsslaufrollen
- Sitzfläche in blau lieferbar

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	4504-S-MR
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-05-02
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung