



MRT Chirurgenstuhl mit Sattelsitz

Regulärer Preis:

1.350,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Chirurgenstuhl mit Sattelsitz"

4504-S-MR Dieser antimagnetische Hocker mit Sattelsitz ist bis 7.0 T getestet und freigegeben.

- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Höhenverstellbar zwischen 460 bis 600 mm durch drehen der Sitzfläche
- Fünfarmiger Kunststoffsockel mit fünf antimagnetischen Zwillingslaufrollen
- Sitzfläche in blau lieferbar

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	4504-S-MR
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung