

Standardkloben

125,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Werktage

Produktinformationen "Standardkloben"

FAWS-16.5 Kloben oder Klammer für OP-Tisch 16mmØ

passend für die Zubehörschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen. Der Kloben wird aufgesetzt auf die Schiene und mit der Schraube befestigt.

Die Feststellschräube blockiert die Stangenaufnahme.

Aus hochwertigem massivem Edelstahl, Oberfläche mattiert.
Ein Kloben für die Montage an seitlicher Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm).
Zur Aufnahme von Zubehör mit runder Führung von 16mm Ø

Der Abstand von Mitte Stange zu Mitte Schiene beträgt ca. 40mm.

Keine Winkelverstellung

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-16.5
Veröffentlicht:	2025-10-30

Example Company