



MRT Liege Basic mit Wunschkhöhe bis 3T

1.870,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Liege Basic mit Wunschkhöhe bis 3T"

Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR bis 3 T

- Wahlweise mit verschiedenen Höhen, Breiten mit Seitengittern und Papierrollenhalter
- **Fahrgestell weiß RAL 9003**
- Das Kopfteil der MRT Liege kann bis zu 45° aufgerichtet werden.
- Technische Daten Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR
- Liegefläche: 550 mm X 1850 mm, bei Breite 560 mm oder
- Liegefläche: 620 mm X 2000 mm, bei Breite 620 mm
- Höhe: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm,
- Rollendurchmesser: 125 mm, jede Rolle blockierbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Polsterauswahl nach Farbkarte

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	1401-MR-3T.584
Veröffentlicht:	2026-01-09



Polsterfarben Upholstery Colour		THM MEDIZINTECHNIK	
			
black	white	grey	beige
			
purple	red	salmon pink	orange
			
light blue	dark blue	medium blue	very dark blue
			
green	light green	dark green	teal
			
yellow			

*Polsterfarben können in Realität leicht von der Vorlage abweichen.
*Colours may vary slightly from real colours.

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG · Telefon +49 (0)451 499 42 50 · www.thm-medizintechnik.de · info@thm-medizintechnik.de