



MRT Liege Basic mit Wunschhöhe bis 3T

1.870,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Liege Basic mit Wunschhöhe bis 3T"

Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR bis 3 T-

- Wahlweise mit verschiedenen Höhen, Breiten mit Seitengittern und Papierrollenhalter
- **Fahrgestell weiß RAL 9003**
- Das Kopfteil der MRT Liege kann bis zu 45° aufgerichtet werden.
- Technische Daten Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR
- Liegefläche: 550 mm X 1850 mm, bei Breite 560 mm oder
- Liegefläche: 620 mm X 2000 mm, bei Breite 620 mm
- Höhe: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm,
- Rollendurchmesser: 125 mm, jede Rolle blockierbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Polsterauswahl nach Farbkarte

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	1401-MR-3T.1288
Veröffentlicht:	2025-10-30



Polsterfarben

Upholstery Colour

black	white	grey	beige
purple	red	salmon pink	orange
sky blue	light blue	blue	navy blue
lime	green past	light green	teal
yellow			

*Polsterfarben können in Realität von der Vorlage abweichen

*Colours may vary slightly from real colours

© 2018 THM MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)451 493-42 10

www.thm-medizintechnik.de

info@thm-medizintechnik.de