



Seitenstütze mit Wechsepolstern

Regulärer Preis:

470,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Seitenstütze mit Wechsepolstern"

FAAS-79 Seitenstütze für OP-Tische zur Abstützung des Patienten.

Mit austauschbaren Stützpolstern.

Es stehen 9 unterschiedliche Stützpolster zur Auswahl, bitte separat bestellen. Das Stützpolster wird auf den Stützarm geschraubt und schon ist die Seitenstütze komplett.
Lieferung ohne Stützpolster, mit Befestigungskloben.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-79
Veröffentlicht:	2026-06-18

