

Comfort C-300VG

15.800,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 40 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "Comfort C-300VG"

OPERATIONSTISCH COMFORT C-300-519D

mit niedriger Basishöhe von 550 +/- 20 mm

- Ausstattung: Liegefläche mit 5 Sektionen, Kopfplatte, Rückenplatte, Körperbrücke, Setzlatte, zweifache Beinplatten elektrische Längsverschiebung der Lagerfläche
- Verkleidung aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff1.4301), antibakteriell
- Polster: Speicherschaumpolster 6,5 cm, weich und komfortabel, Bezug flüssigkeitsabweisend und desinfektionsmittelbeständig.
 Elektrische Verstellung von: Höhe, Rückenplatte, Trendelenburg, Antitrendelenburg, Kantung (Lateral Tilt L/R) und
- Längsverschiebung
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Beinplatten und Körperbrücke
 Lagerfläche röntgenfähig Kassettenhalteschienen unter der Lagerfläche
- Kabelfernbedienung
- Säulenbedieneinheit und Energiemanagement
- Sicherer Stand durch elektrisch ausfahrbare Standfüße
- Maße und Funktionen
- Länge: 2050 mm

- Breite Tischplatte: 520 mm Polsterbreite: 510 mm Höhenverstellung: 550- 900 mm
- Kantung: +/-20°
- Rückenverstellung: +75°/ -35°
- Kopfplattenverstellung: +45° / -90°
- Körperbrückenlift: 120 mm
- Beinplattengeteilt, abnehmbar, einzeln manuell verstellbar, pneumatisch unterstützt: -90°/ 15°, 180°spreizbar

Example Company

Trendelenburg: 30°
Antitrendelenburg: 30°
Längsverschiebung: 320 mm
Patientengewicht max.: 280 Kg.
Stromanschluss: 230 V/50 Hz/ 450VA
Integrierter Langzeit Akku: 24V
Eigengewicht ohne Zubehör: 280 Kg

Hersteller: THM Medizintechnik

Produktnummer: C-300-519D

Veröffentlicht: 2025-10-30







