



Comfort C-300VG niedriger OP-Tisch

17.300,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 40 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "Comfort C-300VG niedriger OP-Tisch"

OPERATIONSTISCH COMFORT C-300-519D

mit niedriger Basishöhe von 550 +/- 20 mm

- **Ausstattung:** Liegefläche mit 5 Sektionen, Kopfplatte, Rückenplatte, Körperbrücke, Setzlatte, zweifache Beinplatten elektrische Längsverschiebung der Lagerfläche
- Verkleidung aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301), antibakteriell
- **Polster:** Speicherschaumpolster 6,5 cm, weich und komfortabel, Bezug flüssigkeitsabweisend und desinfektionsmittelbeständig.
- Elektrische Verstellung von: Höhe, Rückenplatte, Trendelenburg, Antitrendelenburg, Kantung (Lateral Tilt L/R) und Längsverschiebung
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Beinplatten und Körperbrücke
- Lagerfläche röntgenfähig Kassettenhalteschienen unter der Lagerfläche
- Kabelfernbedienung
- Säulenbedieneinheit und Energiemanagement
- Sicherer Stand durch elektrisch ausfahrbare Standfüße
- Maße und Funktionen
- Länge: 2050 mm
- Breite Tischplatte: 520 mm
- Polsterbreite: 510 mm
- Höhenverstellung: 550- 900 mm
- Kantung: +/-20°
- Rückenverstellung: +75°/ -35°
- Kopfplattenverstellung: +45° / -90°
- Körperbrückenlift: 120 mm
- Beinplatten: getrennt als ein
- Beinplatten: getrennt als ein einstellbar, einzeln manuell verstellbar, pneumatisch unterstützt: -90°/ 15°, 180°spreizbar

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

- Trendelenburg: 30°
- Antitrendelenburg: 30°
- Längsverschiebung: 320 mm
- Patientengewicht max.: 280 Kg.
- Stromanschluss: 230 V/50 Hz/ 450VA
- Integrierter Langzeit Akku: 24V
- Eigengewicht ohne Zubehör: 280 Kg

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

C-300-519D

Veröffentlicht:

2026-05-02

