



## Comfort C-300VG niedriger OP-Tisch

Regulärer Preis:

16.300,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 40 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "Comfort C-300VG niedriger OP-Tisch"

### OPERATIONSTISCH COMFORT C-300 OP-Tisch

mit der Einstiegshöhe von 700 +/- 20 mm

#### Ausstattung:

- Liegefläche mit 5 Sektionen, Kopfplatte, Rückenplatte, Körperbrücke, Setzlatte, zweifache Beinplatten
- elektrische Längsverschiebung der Lagerfläche
- Verkleidung aus hochwertigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301), antibakteriell
- Polster: Speicherschäumpolster 6,5 cm, weich und komfortabel, Bezug flüssigkeitsabweisend und desinfektionsmittelbeständig.
- Elektrische Verstellung von: Höhe, Rückenplatte, Trendelenburg, Antitrendelenburg, Kantung (Lateral Tilt L/R) und Längsverschiebung
- Integrierter Langzeit Akku
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Beinplatten und Körperbrücke
- Lagerfläche röntgenfähig
- Kassettenschielen unter der Lagerfläche
- Kabelfernbedienung
- Säulenbedieneinheit und Energiemanagement
- Sicherer Stand durch elektrisch ausfahrbare Standfüße

#### Maße und Funktionen

- Länge: 2050 mm

- Breite Tischplatte: 520 mm
- Polsterbreite: 510 mm
- Höhenverstellung: 700 mm- 1050 mm
- Kantung: +/-20°
- Rückenverstellung: +75°/ -35°
- Kopfplattenverstellung: +45° / -90°
- Körperbrückenlift: 120 mm
- Beinplatten geteilt, abnehmbar, einzeln manuell verstellbar, pneumatisch unterstützt: -90°/ 15°, 180°spreizbar
- Trendelenburg: 30°
- Antitrendelenburg: 30°
- Längsverschiebung: 320 mm
- Patientengewicht max.: 280 Kg.
- Stromanschluss: 230 V/50 Hz/ 450VA
- Integrierte Arbeitsbatterie: 24V
- Eigengewicht ohne Zubehör: 280 Kg

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

C-300VG.1

**Veröffentlicht:**

2026-08-02

