



Antimagnetischer Patiententransporter klappbar

6.900,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 23 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Antimagnetischer Patiententransporter klappbar "

Antimagnetischer MRT Patiententransporter klappbar.

Wo Lagerplatz Mangelware ist.

Ausstattung:

- 300 kg Tragkraft
- Doppelrollen und verstellbare Schiebegriffe für optimale Manövrierfähigkeit
- Polster ohne Klettverschluss für verbesserte Reinigung
- Sauerstoffflaschenhalterung serienmäßig
- Benutzerfreundlicher Fußbremshebel für Radblockierung oder Geradeauslauf
- Kompatibel mit Standard-Patiententransportern (120 mm Bodenfreiheit)

Maße gefaltet :

- Länge: 820 mm ^{Seite 1} (Gefaltet)
- Breite: 688 mm (Oberteil mit Seitengitter)

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de
Telefon: +49 451 4994256

- Höhe: 815 mm (Unterkante Auflage)
- Ausgestattet ist sie mit einer 50 mm dicken Polsterauflage, Länge 1.906 mm x Breite 550 mm

Maße ausgeklappt:

- Länge: 1.906 mm (Oberteil mit Liegefläche)
- Breite: 688 mm (Oberteil mit Seitengitter)
- Höhe: 815 mm (Unterkante Auflage)

Optional:

- Infusionsständer
- Sauerstoffflaschenhalter
- **Trittschufen integriert**

[Video anschauen](#)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Hersteller : | THM Medizintechnik |
| Produktnummer: | 1505-MR |
| Veröffentlicht: | 2026-01-09 |

