



## Antimagnetischer Patiententransporter klappbar

6.900,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 23 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Antimagnetischer Patiententransporter klappbar "

### Antimagnetischer MRT Patiententransporter klappbar.

Wo Lagerplatz Mangelware ist.

Ausstattung:

- 300 kg Tragkraft
- Doppelrollen und verstellbare Schiebegriffe für optimale Manövrierfähigkeit
- Polster ohne Klettverschluss für verbesserte Reinigung
- Sauerstoffflaschenhalterung serienmäßig
- Benutzerfreundlicher Fußbremshebel für Radblockierung oder Geradeauslauf
- Kompatibel mit Standard-Patiententransportern (120 mm Bodenfreiheit)

**Maße gefaltet :**

- Länge: 820 mm <sup>Seite 1</sup> (gefaltet)
- Breite: 688 mm (Oberteil mit Seitengitter)

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

- Höhe: 815 mm (Unterkante Auflage)
- Ausgestattet ist sie mit einer 50 mm dicken Polsterauflage, Länge 1.906 mm x Breite 550 mm

**Maße ausgeklappt:**

- Länge: 1.906 mm (Oberteil mit Liegefläche)
- Breite: 688 mm (Oberteil mit Seitengitter)
- Höhe: 815 mm (Unterkante Auflage)

**Optional:**

- Infusionsständer
- Sauerstoffflaschenhalter
- **Trittstufen integriert**

[Video anschauen](#)

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	1505-MR
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-04-16
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

