



Patiententransporter 462

0,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Patiententransporter 462"

Der Patiententransporter 462 ST ist auf dauerhafte und zuverlässige Leistung ausgelegt.

Bis 383 Kg Belastung

Hohe Staffelrabatte möglich

Diese leicht zu reinigenden Tragen unterstützen Patienten beim Transport in jeder Klinik oder Praxis oder im OP-Bereich.

VIELSEITIGKEIT:

Optimierte Patientenhandhabung:

Diese Einheit kann von der Einleitung über den Transport bis zur Aufwachphase eingesetzt werden und trägt so zu einer schnelleren Behandlung bei.

Leicht bedienbare hydraulische Fußpedale zur Höhenverstellung und zur Einstellung der Trendelenburg-Lagerung auf beiden Seiten der Trage.

Die mittlere Position des Seitengitters ermöglicht maximalen Patientenzugang ohne Beeinträchtigung der Patienten- und Personalsicherheit.

Zwei Zubehörfächer an allen vier Ecken für vielseitige Zubehörbefestigung.

Umlaufendes, robustes und abriebfestes Stoßschutzsystem.

Nahtlose, tiefgezogene Bodenabdeckung mit Staufach.

Integrierter Sauerstoffflaschenhalter.

Vier Typen in 30 Ausführungen lieferbar.

MOBILITÄT:

Drei Betriebsmodi: Lenken, Neutral und Bremsen

Brems- und Lenkhebel sind an allen vier Ecken des Tragegestells zugänglich

20 cm Tente®-Rollen

Produktnummer:

462-ST

Veröffentlicht:

2026-05-31

