



Arthroskopie- Knierolle Ø 135mm

Regulärer Preis:

590,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 9 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Arthroskopie- Knierolle Ø 135mm"

RE10-367 Knielagerungsrolle für die Arthroskopie

Meniskusrolle

mit einem zylinderförmigen Polster.

Abmessungen: Ø 135 mm x L 270 mm.

Höhe max. 800 mm

Gewicht: 2,5 Kg

Belastung 25 Kg (Patientengewicht 135 Kg) RE10-367

Stangenlänge: 67 cm

Die tragende Konstruktion dieser Arthroskopie Rolle besteht aus massivem gebürstetem Edelstahl und ist langlebig und robust.

ohne Radialstellkloben, bitte separat bestellen

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-367
Veröffentlicht:	2026-06-18

Zahl

Abbildung

