



MRT Liege Basic mit Wunschkhöhe bis 3T

Regulärer Preis:

1.999,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung


Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "MRT Liege Basic mit Wunschkhöhe bis 3T"

Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR bis 3 T

- Wahlweise mit verschiedenen Höhen, Breiten mit Seitengittern und Papierrollenhalter
- Fahrgestell weiß RAL 9003
- Das Kopfteil der MRT Liege kann bis zu 45° aufgerichtet werden.
- Technische Daten Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR
- Liegefläche: 550 mm X 1850 mm, bei Breite 560 mm oder
- Liegefläche: 620 mm X 2000 mm, bei Breite 620 mm
- Höhe: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, bitte wählen
- Rollendurchmesser: 125 mm, jede Rolle bremsbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Polsterauswahl nach Farbkarte (bitte wählen)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	1401-MR-3T.72
Veröffentlicht:	2026-07-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



© 2018

Polsterfarben Upholstery Colour			
			
			
black	white	grey	beige
			
purple	red	salmon pink	orange
			
sky blue	light blue	blue	navy blue
			
green	green pine	light green	teal
			
yellow			
* Polsterfarben können in Realität von der Vorlage abweichen. * Colours may vary slightly from real colours.			
THM Medizintechnik GmbH & Co. KG, Stephanstr. 40 (D-65926) 401 42 30 www.thm-medizintechnik.de info@thm-medizintechnik.de			