



## MRT Liege Basic mit Wunschkhöhe bis 3T

1.999,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen


Produktinformationen "MRT Liege Basic mit Wunschkhöhe bis 3T"

### Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR bis 3 T

- Wahlweise mit verschiedenen Höhen, Breiten mit Seitengittern und Papierrollenhalter
- Fahrgestell weiß RAL 9003
- Das Kopfteil der MRT Liege kann bis zu 45° aufgerichtet werden.
- Technische Daten Antimagnetische MRT-Liege 1401-MR
- Liegefläche: 550 mm X 1850 mm, bei Breite 560 mm oder
- Liegefläche: 620 mm X 2000 mm, bei Breite 620 mm
- Höhe: 600mm, 650mm, 700mm, 750mm, 800mm, bitte wählen
- Rollendurchmesser: 125 mm, jede Rolle bremsbar
- Sichere Arbeitslast: 200 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Polsterauswahl nach Farbkarte (bitte wählen)

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	1401-MR-3T.1288
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-04-16
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 1



Polsterfarben  
Upholstery Colour



			
black	white	grey	beige
			
purple	red	salmon pink	orange
			
sky blue	light blue	blue	navy blue
			
green	green pine	light green	teal
			
yellow			

\* Polsterfarben können in Realität von der Vorlage abweichen  
\* Colours may vary slightly from real colours

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG, Industriestraße 10, D-45131 Essen, Tel. +49 (0)201 4994256, www.thm-medizintechnik.de, info@thm-medizintechnik.de