



## Anästhesiebügel flexibel mit Klemmen

Regulärer Preis:

1.050,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Anästhesiebügel flexibel mit Klemmen"

### RE10-311 Narkosebügel, Anästhesiebügel flexibel

mit Befestigung an beiden Seiten.

Dieser Anästhesiebügel verfügt über zwei Einhandklemmen für 25 x 10 mm Normschiene zur sicheren Befestigung an Operationstischen. Seine flexible Konstruktion ermöglicht eine einfache Anpassung und eignet sich somit für unterschiedlichste chirurgische Konfigurationen.

- Länge mit Einsteckstiften: 1800mm
- Höhe: min. 520mm - max.: 870mm
- Gewicht: 3 Kg
- Belastung: 2 kg am oberen Arm und je 1 kg an den Verlängerungsarmen.
- Materialien: Edelstahl, Kunststoff
- Klemmen im Lieferumfang enthalten

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-311-1
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-21
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

