



Anästhesiebügel flexibel mit / ohne Klemmen

Regulärer Preis:

620,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Anästhesiebügel flexibel mit / ohne Klemmen"

RE10-311 Narkosebügel, Anästhesiebügel flexibel

mit Befestigung an beiden Seiten.

Dieser Anästhesiebügel verfügt über zwei Einhandklemmen für 25 × 10 mm Normschiene zur sicheren Befestigung an Operationstischen. Seine flexible Konstruktion ermöglicht eine einfache Anpassung und eignet sich somit für unterschiedlichste chirurgische Konfigurationen.

- Länge mit Einsteckstiften: 1800mm
- Höhe: min. 520mm - max.: 870mm
- DM Ø: 16mm
- Gewicht: 3 Kg
- Belastung: 2 kg am oberen Arm und je 1 kg an den Verlängerungsarmen.
- Materialien: Edelstahl, Kunststoff
- Klemmen im Lieferumfang nicht enthalten

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-311.16
Veröffentlicht:	2026-08-26
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

