



Armlagerung mit Hebeunterstützung

Regulärer Preis:

760,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 8 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Armlagerung mit Hebeunterstützung"

FAPR-1.6 Adipositas- Armausleger

Polsterhöhe 50mm

Die Adaptierung erfolgt an den Gleitschienen des OP-Tisches,
eine Hebeunterstützung per Gasdruckfeder erleichtert es den Arm zu positionieren.

Struktur aus Chromnickelstahl.

Das Armschalenpolster ist elektrisch leitfähig.

Die Lieferung einschließlich zweier an der Armschale befestigter Gurte,
jeweils mit Klettverschluss und Befestigungskloben.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAPR-1.6.50
Veröffentlicht:	2026-08-26
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung