



Armlagerung mit Hebeunterstützung

Regulärer Preis:

780,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 8 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Armlagerung mit Hebeunterstützung"

FAPR-1.6 Adipositas- Armausleger

Polsterhöhe 80mm

eine Hebeunterstützung per Gasdruckfeder erleichtert es den Arm zu positionieren. Struktur aus Chromnickelstahl. Das Armschalenpolster ist elektrisch leitfähig. Lieferung einschließlich zweier an der Armschale befestigter Gurte, jeweils mit Klettverschluss und Befestigungskloben.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAPR-1.6.2
Veröffentlicht:	2026-08-24
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung