



Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch

Regulärer Preis:

1.780,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 15 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Ölpumpen-Instrumentenzureichetisch "

Instrumentenhubtisch

- Plattenformat wahlweise 600 x 400 mm, 700 x 500 mm, 850 x 600 mm
- ölhydraulisch höhenverstellbar per Fußhebel,
- Chromnickelstahl,
- 3 KST Doppelrollen 65mm oder 100mm feststellbar,
- elektrisch leitfähig,
- hergestellt in Deutschland,

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-130021M.1
Veröffentlicht:	2026-11-01

