



Instrumententische mit Mittelsäule

Regulärer Preis:

2.750,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Instrumententische mit Mittelsäule"

Instrumententische für die OP- Abteilung

höhenverstellbar, eine tiefgezogene Platte 1220 x 620mm, mit gerundeten Ecken,
360° drehbar und feststellbar,
ölhydraulisch höhenverstellbar von 960 bis 1345mm,
Chromnickelstahl,
4 KST Doppelrollen Ø 65mm oder 100mm, feststellbar

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE130031.00.2
Veröffentlicht:	2026-11-01
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung