



Instrumententische mit 2 Platten

Regulärer Preis:

2.750,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Instrumententische mit 2 Platten"

Instrumententische für die OP- Abteilung

mit Mittelsäule

- zwei tiefgezogene Platten mit runden Ecken 1220 x 620 mm, 360° drehbar und feststellbar
- obere Platte drehbar
- ölhydraulisch höhenverstellbar von 920 bis 1305 mm,
- Chromnickelstahl,
- 4 KST Doppelrollen ø 65 oder 100mm, feststellbar, elektrisch leitfähig

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE130031M.1
Veröffentlicht:	2026-11-01
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung