



MRT Liege höhenverstellbar mit Schocklage

Regulärer Preis:

4.350,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 40 Tagen, Lieferzeit 10- 12 Wochen

Produktinformationen "MRT Liege höhenverstellbar mit Schocklage"

5502-MR Antimagnetische Liege das für MRT.

Patiententransporter für die MRT- Umgebung mit Zentralbremse und Geradeauslauf

Namhafte Scanner Hersteller haben den 5502-MR bis 7 T getestet und zertifiziert. Optional ist die MRT Liege mit einem Infusionsständer ausgestattet.

Ausstattung:

- 300 kg Tragfähigkeit von Patienten
- Doppelrollen und verstellbare Schiebegriffe für eine hervorragende Manövrierbarkeit
- Polsterauflage ohne Klettverschlüsse für verbesserte Hygienestandards
- Halterung für Sauerstoffflaschen serienmäßig enthalten
- Einfach zu bedienende, Zentralbremse für eine effiziente zentrale Arretierung sowie Richtungsfeststellung
- Unterfahrbar für gängige Patientenlifter (120 mm Bodenfreiheit)

Maße und Gewichte

Maximale Höhe 940 mm (bis zur Liegefläche)

Minimale Höhe 640 mm (bis zur Liegefläche)

Gesamtabmessungen Maximale Länge 2010 mm

Maximale Breite 785 mm (bei abgesenkten Seitengittern)
 Abmessungen der Liegefläche Länge 1930 mm Breite 595 mm
 Seitengitter Länge 1100 mm Höhe 180 mm (über der Liegefläche)
 Polsterstärke 50 mm
 Maximale Belastbarkeit Gewicht 300 kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	5502-MR
Veröffentlicht:	2026-11-01

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

