

Hand OP-Tisch mit Polster ohne Stütze

Regulärer Preis:

1.695,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch mit Polster ohne Stütze"

RE10-390-K HAND-OP-TISCH

Hohe Belastung ohne Stütze für bessere Beinfreiheit

- Edelstahlstruktur
- benötigt keine Stütze
- mit Polster
- röntgenfähig
- wird fest über die Normschiene mit dem OP- Tisch verbunden.
- Höhenverstellbar: 10 cm
- Maße: 600 X 340 mm, L X B
- Patientengewicht ca. max. 200 Kg.
- Belastung bis 15 Kg. (Am Ende)
- Gewicht: 6,7 Kg.
- Inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-390-K
Veröffentlicht:	2026-11-02


250 mm
600 mm