

# Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K

Regulärer Preis:

2.690,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten


Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch Carbon RE10-396-K"

## HAND-und ARM OP- TISCH

- Leichtgewichts- Hand OP-Tisch für 360° C-Bogeneinsatz, ist röntgenfähig ohne Metallteile im Durchleuchtungsfeld und wird fest über die Normschiene mit dem OP-Tisch verbunden.
- Der Hand OP Tisch wird inkl. Befestigungskloben und röntgenfähigem Polster geliefert.
- Für eine 360° C-Bogenfreiheit wird der Hand-OP-Tisch ohne Stütze verwendet.
- Maße: 600 x 340 L x B
- Patientengewicht ca. 200 Kg.
- Belastung max. 15 Kg. (Am Ende)
- Gewicht: 4,2 Kg
- Arm-OP-Tisch mit Carbonplatte und Polster
- Maße: Höhenverstellbar: 100mm

| | |
|---|---|
| **Hersteller :** | THM Medizintechnik |
| **Produktnummer:** | RE10-396-K |
| **Veröffentlicht:** | 2026-11-02 |
| **Zahlung :** | Kaufen Sie auf Rechnung |




340 mm
600 mm



