

# Armausleger mit Einhandbedienung

Regulärer Preis:

1.150,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 7 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Armausleger mit Einhandbedienung"

## RE10-380 Armaufleger / Armlehne zur Einhandverstellung.

### Sehr schnelle und sichere Positionierung

Mit einer Hand wird die Lagerfläche des Arms gehalten und der Hebel für die Verstellung bedient.
Länge 605 mm
**inkl. Polster RE10-382**
**Inkl. Kloben**
**Inkl. Riemen**
auch für “Beach Chair” Position

| | |
|---|---|
| **Hersteller :** | THM Medizintechnik |
| **Produktnummer:** | RE10-380 |
| **Veröffentlicht:** | 2026-11-02 |
| **Zahlung :** | Kaufen Sie auf Rechnung |

