

Armlagerungstisch

Regulärer Preis:

1.050,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Armlagerungstisch"

Armlagerungstisch mit neigbarer Platte

Er kann auf allen ebenen Flächen bewegt und festgestellt werden.

Die Verstellung der Höhe erfolgt manuell mittels einer Griffschraube.
Die Tischplatte kann durch eine Kugelgelenkverstellung nach allen Seiten geneigt werden.
Technische Daten
Tischplatte neigbar, röntgentransparent,
manuell höhenverstellbar von
675 mm bis 975 mm, mit Polster 470x450x40mm
4Rollen ø 65 mm, feststellbar, mit Wandabweiser,

.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-130050M
Veröffentlicht:	2026-11-02