

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Regulärer Preis:

1.045,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

TM-SPM-02 Mobiler Wickeltisch mit Schublade

- 1 x Liegefläche
- 1 x Schublade
- Rahmen aus lackierten Aluminiumprofilen.
- Liegefläche aus ABS Kunststoff (weiß oder grau) mit Sicherheitskanten (auf drei Seiten) und einer Auflage.
- Schublade aus laminierten MDF mit einer lackierten Front (Farbauswahl nach Farbkarte, bitte bei Bestellung angeben).
- Mit Soft-Closing.
- Fahrgestell aus Stahl mit ABS Kunststoff-Abdeckung (in weiß oder grau).
- Mit Laufrollen (Ø 75 mm). Zwei Rollen feststellbar.
- Abmessungen Total: 830 x 660 x 950 mm (LxBxH)
- Höhe vom Boden zur Wickel- platte: 900 mm
- Abmessungen Tischauflage: 765 x 620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-02
Veröffentlicht:	2021-12-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

THM
MEDIZINTECHNIK

Farbtabelle für Fonten

