

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Regulärer Preis:

1.240,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

TE-SPM-03 Mobiler Wickeltisch für Kliniken mit 1x Ablage, 2x Schublade

- Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,
- Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster Schublade aus laminierter Möbelplatte in weiß
- Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.
- Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß, ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,
- Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]
- Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm
- Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-03
Veröffentlicht:	2021-12-21

