

Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch

Regulärer Preis:

1.065,00 €

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Medizinischer Wickelwagen und Wickeltisch"

TE-SPM-04 Mobiler Wickeltisch für Klinik mit 1x Ablage, 1x Schublade, 1x Zubehörkorb

- Gestell aus pulverlackierten Aluminiumprofilen,
- Platte aus ABS-Kunststoff umgeben von drei Bändern mit einem Polster
- Schublade aus laminierter Möbelplatte in weiß
- Front aus lackierter MDF-Möbelplatte in den Farben der dazugehörigen Farbtabelle, bitte bei Bestellung Farbe angeben.
- Untergestell aus Stahl mit ABS-Kunststoffabdeckung in weiß,
- ausgestattet mit Kunststoffrollen von 75 mm Durchmesser, zwei mit Sperrmechanismus,
- Gesamtmaße: 830x660x950 mm [LxBxH]
- Höhe vom Boden bis zur Oberseite: 900 mm
- Maße des Polsters: 765x620 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	TE-SPM-04
Veröffentlicht:	2021-12-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

THM
MEDIZINTECHNIK

Farbtabelle für Fonten

